

manuthera[®] 242

Meister der Wirbelsäulentechiken



**Die Manuthera 242 ist
nicht einfach irgendeine Liege –**

sie ist ein einzigartiger und vielseitiger Begleiter für die anspruchsvollsten
Fachkräfte in der manuellen Therapie und Patientenversorgung.


LOJER[®]

manuthera242.com

Wie kann die Manuthera 242 genutzt werden?


Traktion der Halswirbelsäule

Erreichen Sie die lateralen Bereiche der Gelenke und Bänder der Halswirbelsäule. Behandeln und lindern Sie Spannungen im steifen und komprimierten Nacken- und Schulterbereich.




Manipulation der Brustwirbelsäule

Manipulieren und justieren Sie die Brustwirbelsäule und die Rippen für einen besseren Bewegungsumfang und eine bessere Funktion. Die Neigung zur Unterstützung durch die Schwerkraft sowie Flexion und Seitneigung der Manuthera ermöglichen eine spezifischere und komfortablere Behandlung. Nutzen Sie die dynamische Bewegung für Weichteiltechniken und um Zugang zu tieferliegenden Geweben zu erhalten.



Lendenwirbelsäule


Sanfte Flexions-Distraktion mit Seitneigung, Rotation und Dekompressionsoptionen bietet Ihnen unbegrenzte 3D-Möglichkeiten für die Behandlung der Lendenwirbelsäule, der Bandscheiben, des Beckens und des Sakralbereichs. Ergänzen Sie etwas Inversion für einen breiteren Behandlungswinkel, eine stärkere Wirkung sowie die Behandlung sowohl oberflächlicher als auch tieferer Gewebeschichten.




Entdecken Sie weitere Möglichkeiten

Greifen Sie auf kostenlose Videos von globalen Experten zu!

Greifen Sie kostenlos auf den Learning Hub zu, indem Sie den nebenstehenden QR-Code scannen, und erfahren Sie, wie Sie die vielseitigen Möglichkeiten der Manuthera optimal nutzen können. Nach der Anmeldung erhalten Sie völlig kostenlos Zugang zu Hunderten von Videos, in denen verschiedene Anwender ihr Fachwissen zur Manuthera 242 und ihre Erfolge bei verschiedenen Patientenfällen teilen.



Manuthera 242 Abmessungen



Technische Daten und Merkmale		
Höhenverstellung	51–106 cm	
Gewicht	170 kg	
Neigung auf / ab	Elektrisch 52°/32°	
Neigungsfunktion	Elektronisch	
Rotation des Unterkörpers	Ja	
Bewegung des Unterkörpersegments (3D)	+21,5°/max. -40° (vertikal), 0..18° (horizontal)	
Bewegung des oberen Thoraxsegments (3D)	+15°/-13° (vertikal), 0..18° (horizontal)	
Gesamtverriegelungsfunktion für Ober-/Unterkörper	Ja	
Rollen	Ja	
Sichere Arbeitslast (SWL)	150 kg	
Drop-Funktionen	Traktions-Drop	
Sicherheitskante	Ja	
Sicherheitsverriegelungsfunktionen	Automatisch (2 h) oder manuell / manuell bedient	
Liegefläche	Antimikrobielle Polsterung	
U-förmiges Gesichtselement und Abdeckung der Atemöffnung	Ja	
Manipulationsgriff	Ja	
Ursprungsland	Finnland	
CE-gekennzeichnet	Ja	Das Gerät ist ein CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR 2017/745 Klasse 1)
Hersteller	Lojer Oy	

FENNIAPRIZE 17

HONOURABLE MENTION



© Lojer Group 2026. Alle Rechte vorbehalten | Lojer Group, Putajantie 42, 38210 Sastamala, Finnland | Tel. +358 (0) 10 830 6700 | info@lojer.com | www.lojer.com

Die Geschichte der Lojer Group reicht bis ins Jahr 1919 zurück, als Vammalan Konepaja gegründet wurde. Heute ist das Unternehmen der größte Hersteller medizinischer Möbel in den nordischen Ländern, und unsere Produkte werden in 115 Ländern eingesetzt. Unsere Mission und Vision ist es, das Gesundheitswesen mit menschlicher Nähe zu verbessern und ein lebenslanger Partner für das Gesundheitswesen zu sein.