

NIHONMEDIX

*The human body features nature's high technology,
combining extremely complex functionalities
with unique personal properties.
This is why its repair and maintenance
is an expert task that requires special equipment.*

manuthera[®] 242

NEW DIMENSION

IN MOBILISATION AND MANIPULATION TREATMENTS



より効率的で正確な診断

患者さまへの優れた
安全性と快適性

効率を上げる高い
エルゴノミクス基準

新しい治療法を可能に
する機能

専門家により設計された、国際的に高く評価されているトリートメントテーブルです。 世界中で多目的に使用されています。

フィンランドのトリートメントテーブル専門メーカー・ロジャー社により設計されたマニユセラ242は、モビライゼーションと徒手療法の治療効果を追求したデザインにより、目的にあわせた最適な治療を行えます。

Manuthera 242は、治療に携わる医師やスポーツトレーナー、理学療法士、柔道整復師、マッサージ師など様々な分野の方にご使用いただけます。新しい2つの連動したモーターと、牽引機能をはじめとする新しい機能で特許を取得しました。新しい機能を活用し無数の治療と診断方法をサポートいたします。

テーブルの2モータシステムと、すべての可動部分でベアリングを有したフレームは、人間工学的に考案された優れた機能を有し、患者さまの治療部位や解剖学的に適した位置にスムーズに移動でき、少ない負担でより良い治療結果が得られるように作られました。モビリティ治療は重力と同様に牽引、屈曲、側屈、回転機能を使用して三次元的に行うことができます。

使いやすい機能設計

頭部の動きを通じて頸椎を安全に動かせるように3D機能を搭載。

左右の腕の高さ調節が可能。
左右に伸ばす事も可能。

使いやすく頑丈な人間工学的に考られた移動用ノブ。

下降時に患者様の手がエッジに触れると安全機能が働き停止。

アジャスタ。

490mm~1,050mmまでの幅広い高さ調節が可能。

胸郭部への3D回転機能、2つのセクションが別々に動くことにより垂直や回転動作が可能。

LOJER® For easy care

Healthcare | Senior Care | ■ Medical Wellness



患者さまに快適な治療を提供します。

人間工学的に考案された機能を有したデザインにより、セラピストの作業に適した環境を作り出します。

患者さまの背骨の動きに合わせてテーブルが動きます。セラピストが持ち上げることなく、テーブルが左右にねじれます。自然なルートを考え、なめらかな動きによりリラックスした治療が行えます。

傾き機能により立位での移乗が簡単に行えます。マルチな治療方法を柔軟な調節でサポートすることで、患者さまが治療中にテーブルを降りる必要がないように設計しました。

下腿部へ傾き、拡張、屈曲、側部への動きや左右に傾けられるので3D回転運動が可能。

フットポジションは、直立時には踏み台になり、平行時には上へ動かして足を高くする事が可能。

ベッド部は、お手入れ簡単で耐久性にすぐれ柔らかい素材。

新機能：腰の牽引が可能な牽引機能搭載、様々な治療にも応用可能。

テーブルを動かないようにするためのロック機能。

新機能：重力による治療のための電動チルトアップ/ダウン機能。また、傾斜することにより患者さまの移乗が容易に。

移動に便利なロック付きキャスタ。




Manuthera® 242 – for the advanced professional

セラピストの仕事をさまざまな方法でサポートするようにデザインしています。

- ・ フィンランドのトップメーカーによって人間工学的に考案されたデザインです。
- ・ マルチ牽引と3D機能を装備しました。
- ・ いろいろな分野での治療効果が期待できます。
- ・ セラピストの負担を減らすための電動機能設計です。
- ・ 深いインパクトによって治療方法をサポートします。
- ・ ボールベアリングを使用しているので滑らかな動きと強い耐久性を備えました。
- ・ お手入れ簡単で耐久性のある表面素材を使用しました。
- ・ 簡単な可動性を追求しました。
- ・ メーカー保証が2年です。

NEW	
商品名	Manuthera 242
胸部セクション数	2
高さ調節	490-1,050 cm
重量	170 kg
昇降タイプ	電動
キャスタ	2 個
耐荷重	150 kg
牽引機能	正常な落下 および牽引落下
電源	100 V 50-60 Hz
消費電力	230W
安全ロック機能	オートマチック (2 h)
材質	軟質ポリウレタンフォーム
原産国	フィンランド

Manuthera 242
幅550mm



- 安全に関するご注意**
- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
 - 定期的に機器の点検を行ってください。

※仕様・外観等は断わりなく変更する場合がありますがご了承ください。

Also read about the Manuthera trainings in which the inventor of the product, naprapath Teuvo Keisala helps you make the best use of your table!



Manuthera is a registered trademark of Lojer Oy. Manuthera 242 mobilisation and manipulation tables are made by Lojer Oy, a Finnish company designing, manufacturing and marketing high-class tools and equipment for healthcare and wellness services in Finland and globally.

LOJER® For easy care

株式会社日本メディックス
<http://www.nihonmedix.co.jp>

本社 柏工場	☎270-1444	千葉県柏市若白毛1157	[本 社]	☎04-7193-2220(代)	FAX.04-7193-3315
			[柏工場]	☎04-7193-3333(代)	FAX.04-7193-3311
埼玉物流センター	☎349-0135	埼玉県蓮田市井沼620-20		☎048-766-2669(代)	FAX.048-766-2264
札幌営業所	☎011-787-1182(代)	FAX.011-787-1183	大阪支店	☎06-6369-1201(代)	FAX.06-6369-2088
仙台営業所	☎022-288-2955(代)	FAX.022-288-2956	京都分室	[TEL・FAXは大坂支店におかけください]	
埼玉営業所	☎048-767-1681(代)	FAX.048-766-0199	神戸営業所	☎078-926-0626(代)	FAX.078-926-0629
新潟出張所	☎025-255-5015(代)	FAX.025-243-7725	岡山出張所	☎086-805-0233(代)	FAX.086-805-0232
東京支店	☎03-5807-3911(代)	FAX.03-5807-3913	広島営業所	☎082-293-7211(代)	FAX.082-293-7212
横浜営業所	☎045-979-2381(代)	FAX.045-979-2380	高松営業所	☎087-868-4323(代)	FAX.087-868-4338
名古屋支店	☎052-704-1616(代)	FAX.052-704-1617	九州支店	☎092-571-8258(代)	FAX.092-571-8259
金沢出張所	☎076-232-3802(代)	FAX.052-704-1617	鹿児島営業所	☎099-286-1081(代)	FAX.099-286-1082