

manuthera[®] 242

Mästaren inom ryggradstekniker



Manuthera 242 är inte bara vilken bänk som helst –

den är en unik och mångsidig partner för de mest krävande yrkesutövarna inom manuell terapi och patientbehandling.


LOJER[®]

manuthera242.com

Hur kan Manuthera 242 användas?


Traktion av halsryggen

Få åtkomst till de laterala delarna av halsryggradens leder och ligament. Behandla och lindra spänningar i en stel och komprimerad nack- och skulderregion.




Manipulation av bröstryggen

Manipulera och justera bröstryggen och revbenen för bättre rörelseomfång och funktion. Lutning för gravitationsassistans, flexion och sidoböjning med Manuthera möjliggör mer specifik och bekväm behandling. Använd den dynamiska rörelsen för mjukdelstekniker och för att få åtkomst till djupare vävnader.



Ländrygg


Mjuk flexionsdistraction med sidoböjning, rotation och dekompressionsalternativ ger dig obegränsade 3D-möjligheter för behandling av ländrygg, intervertebrala diskar, bäcken och sakrumområdet. Lägg till inversion för en bredare behandlingsvinkel, en starkare effekt och behandling av både ytliga och djupare vävnadslager.




Upptäck andra möjligheter

Ta del av kostnadsfria videor från globala experter!

Få tillgång till Learning Hub utan kostnad genom att skanna QR-koden bredvid och lär dig hur du får ut mesta möjliga av Manutheras mångsidiga möjligheter. När du registrerar dig får du helt kostnadsfritt tillgång till hundratals videor där olika behandlare delar med sig av sin expertis kring Manuthera 242 och de framgångar de har haft med olika patientfall.



Manuthera 242 dimensioner



Tekniska data och egenskaper		
Höjjustering	51–106 cm	
Vikt	170 kg	
Lutning upp / ned	Elektrisk 52°/32°	
Lutningsfunktion	Elektronisk	
Rotation av underkroppen	Ja	
Rörelse i underkroppssektion (3D)	+21,5°/max -40° (vertikal), 0..18° (horisontell)	
Rörelse i övre thoraxsektion (3D)	+15°/-13° (vertikal), 0..18° (horisontell)	
Total låsfunktion för över-/underkropp	Ja	
Hjul	Ja	
Säker arbetsbelastning (SWL)	150 kg	
Dropfunktioner	Traktionsdrop	
Säkerhetskant	Ja	
Säkerhetslåsfunktioner	Automatisk (2 h) eller manuell / manuellt manövrerad	
Liggsyta	Antimikrobiell klädsel	
U-format ansiktselement och skydd för andningshål	Ja	
Manipulationshandtag	Ja	
Ursprungsland	Finland	
CE-märkt	Ja	Produkten är en CE-märkt medicinteknisk produkt enligt MDR 2017/745 klass 1)
Tillverkare	Lojer Oy	

FENNIAPRIZE 17

HONOURABLE MENTION

